



کلد پلیت (صفحه سرد کننده) مدل CP100

- تنظیم و سرمایش دمای صفحه سرد کننده تا 15°C - و کمتر
- صفحه کلد پلیت از جنس آلومینیوم با پوشش هارد آنادایز شده
- ابعاد طول و عرض صفحه کلد پلیت 45×27 سانتیمتر
- نمایشگر LED برای مشاهده دماهای تنظیم شده و واقعی
- کنترل پنل برای تنظیم دستگاه به صورت دیجیتال
- حافظه داخلی برای ذخیره کلیه تنظیمات دستگاه
- گاز خنک کننده سازگار با محیط زیست R134a
- کمپرسور Embraco بی نیاز از سرویس، کارکرد پایدار، کم مصرف
- دارای یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش

CP100 Cold Plate

CP100 Cold Plate designed for blocks preservation at low temperature ranges and allows fast and efficient cooling of paraffin blocks after embedding and prior to sectioning. The cooling area made of aluminum for steady temperature distribution over the entire surface. The operating temperature can be set by the user via user friendly digital control panel. CP100 equipped with eco-compressor refrigeration system with R134A environmentally safe refrigerant gas, long service life and efficient freezing. The housing is made from electrostatic painted steel; the cooling surface is made of anodized aluminium and is easy to clean. The working surface contains a drain channel which prevents condensate overflowing after the instrument has been switched off.

Technical Specifications:

- Cold plate temperature: Min. -15°C
- Housing: Steel with electrostatic epoxy powder paint
- Sandblasted anodized aluminium cooling surface
- Working surface with drain channel
- User-friendly display, easy operation
- Self memory of presetting temperature
- Refrigerant gas: R134A environment friendly
- Dimensions cooling surface (W/D): 45×28 cm
- Voltage/Frequency: 230 V AC @ 50 Hz
- Power consumption: 700 W
- Operating temperature range: $25 - 40^{\circ}\text{C}$
- Maximal humidity percentage: 60 - 65% max



تلفن: ۰۲۱- ۸۸۳۲۷۷۳۰ فکس: ۰۲۱- ۸۸۴۹۴۲۶۶ تلفن همراه: ۰۹۱۲-۵۳۷۳۲۷۸

www.labset.ir sales@labset.ir

@Labset.ir کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام